


WICHTIGE KUNDENINFORMATION

Seriennummernübernahme aus NOAH

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Anwender:innen,

mit der neuesten Wartung steht Ihnen die neue Funktion der HG-Seriennummernübernahme aus der NOAH-Sitzung zur Verfügung. Hierbei werden auf Wunsch die Seriennummern und Geräteinfos der letzten NOAH-Sitzung automatisch in die winIPRO Anpassung übernommen.

Alle Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der winIPRO Hilfe unter:
Module > Akustik > Übernahme der Seriennummern aus Noah



The screenshot shows the winIPRO Online-Hilfe interface. The left sidebar has a tree view with nodes like 'Ausblenden', 'Zurück', 'Vorwärts', 'Startseite', 'Drucken', 'IPRO-Hotline', and 'Volltextsuche'. The 'Inhalt' tab is selected, showing a list of topics. One topic is expanded, showing sub-topics related to the 'Akustik' module and the 'Übernahme der Seriennummern aus Noah' function. The right panel has a large blue header 'Hörgeräte-Akustik : Übe...' and a main content area with text and a list of steps.

Hörgeräte-Akustik : Übe...

winIPRO übernimmt auf Wunsch die Seriennummern der angegebenen Noah-Sitzung in die HG-Anpassung.

Anpassung mit Lager-Hörgeräten

- Legen Sie im HG-Auftrag einen neuen Vorgang HG-A...
- Starten Sie wie gewohnt Noah über die Schaltfläche i...
- Nach Speichern der Anpassung im Fitting Modul und...
- Wenn Sie die Hörgeräte übernehmen, können diese in...

Anpassung von Fremd-Hörgeräten

Mit freundlichen Grüßen

Ihr IPRO Team